


# Alma IQ™



**ELEVATE EVERY FIRST ENGAGEMENT**



**Alma IQ ist eine hochmoderne Bildgebungs- und Analyseplattform, die Konsultationen mit Ihren Patienten revolutioniert, indem sie Unsichtbares sichtbar macht, Vertrauen aufbaut und Behandlungsmöglichkeiten erweitert – und das schon ab dem allerersten Kontakt.**

**Jede große Veränderung beginnt mit einem Moment der Klarheit. Alma IQ schafft diesen Moment, indem es die einzigartige Geschichte der Haut jedes Patienten offenlegt und als Kompass dient, der Patienten und Behandler auf einer gemeinsamen Reise der Entdeckung und Veränderung begleitet.**

## **EINBLICKE BIS TIEF UNTER DIE OBERFLÄCHE**

Alma IQ führt Sie Schritt für Schritt durch die Beratung und unterstützt Sie mit fortschrittlicher Bildgebungstechnologie, die Details der Haut sichtbar macht, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. In weniger als 10 Sekunden erfassen die fortschrittliche Bildgebung und die Multi-Licht-Modi jedes Detail der Haut, von der Oberflächenstruktur bis in die tieferen Schichten.

## **VERTRAUEN AUFBAUEN DURCH TRANSPARENZ**

Alma IQ erweitert Ihr Fachwissen und dient als Katalysator, der Beratungen auf eine höhere Ebene bringt. Es führt Sie durch den Beratungsprozess und verwandelt die Hautanalyse in einen intuitiven und ansprechenden Dialog. Die Patienten nehmen aktiv teil, indem sie genau das sehen, was Sie sehen – diese Offenheit stärkt die Beziehungen, schafft Vertrauen und sorgt für Übereinstimmung bei jedem Schritt der ästhetischen Reise.

## **BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN ERWEITERN**

Genau diese Offenheit geht über Vertrauen hinaus und nahtlos in Möglichkeiten für eine ganzheitlichere Pflege über. Die Intelligenz von Alma IQ deckt potenzielle Behandlungsbereiche auf, die möglicherweise nicht sofort sichtbar waren, und ermöglicht es Behandlern, detaillierte und umfassende Pflegepläne zu erstellen. Durch die Verfolgung der dynamischen Eigenschaften der Haut im Laufe der Zeit fördert diese Hautreise die Zusammenarbeit zwischen Behandler und Patient und ermöglicht eine gemeinsame Überwachung und Anpassung der Behandlung im Zuge der Hautentwicklung. Ganz gleich, ob Ihr Patient mit einem einzelnen Anliegen zu Ihnen kommt oder eine umfassende Behandlung wünscht, Alma IQ sorgt dafür, dass keine Möglichkeit ungenutzt bleibt und die Behandlung individueller und erfolgreicher wird.

# Der Alma IQ-Vorteil



## 360°-Lichttechnologie

Die 360°-Lichttechnologie von Alma IQ passt Beleuchtung und Schattierung auf einzigartige Weise an, um die Auswirkungen des Alterungsprozesses in unvergleichlicher Detailgenauigkeit sichtbar zu machen. Durch die dynamische Darstellung subtiler Veränderungen der Gesichtsform, wie Volumenverlust, Knochenabbau und Veränderungen der Gewebeelastizität, bietet sie ein revolutionäres Werkzeug für die Erstellung präziser Behandlungspläne.



## Zehn spezialisierte Lichtmodi

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von True UV, Cross Polarized, Parallel Polarized und anderen fortschrittlichen Filtern, um komplexe Hautmerkmale sichtbar zu machen. Von Pigmentierung und Rötungen bis hin zur Textur – die Lichtmodi von Alma IQ zeigen, was das bloße Auge nicht erkennen kann.



## Präzision über das Gesicht hinaus

Alma IQ erweitert seine fortschrittlichen Bildgebungsfunktionen auf den Hals- und Dekolletébereich, sodass Behandler hochauflösende Bilder mit derselben unvergleichlichen Klarheit wie bei Gesichtsscans aufnehmen können. Durch eine vollständige Darstellung der Kinnlinie, des Halses und der umgebenden Konturen ermöglicht Alma IQ Behandlern die Erstellung von Behandlungsplänen, die Volumen, Struktur und das Zusammenspiel dieser entscheidenden Elemente effektiv berücksichtigen.



## Intelligente Behandlungsanleitungen und -berichte

Alma IQ wurde mit dem umfassenden Portfolio von Alma programmiert und erstellt detaillierte Berichte für jede Sitzung und erleichtert die Visualisierung maßgeschneiderter Behandlungsanleitungen. Alma IQ unterstützt Anwender bei der Auswahl der am besten geeigneten Plattformen und Applikatoren.



## Daten, denen Sie vertrauen können

Alma IQ liefert standardmäßig hochwertige Bilder und gewährleistet bei jedem Scan Konsistenz, Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Behandler können sich auf die fortschrittlichste Bildgebungstechnologie verlassen, die derzeit verfügbar ist, und so sichere Entscheidungen treffen.




## Echtzeit-Analyse

Alma IQ ist vollständig in iOS integriert und ermöglicht sofortige, visuell ansprechende Konsultationen. Die Bildgebung in Echtzeit optimiert den Prozess und verbessert sowohl die Effizienz als auch die Patientenbindung.

# JEDE SCHICHT. JEDER EINBLICK.



## UNTER DER OBERFLÄCHE



### Textur

Hebt feine Linien, Unebenheiten und die Textur der Haut hervor, um Oberflächenunregelmäßigkeiten gezielt zu beurteilen.


### Pigmentierung

Hebt die Melaninverteilung hervor, um einen ungleichmäßigen Hautton, Hyperpigmentierung und Verfärbungen zu erkennen.

### Rötung (Vaskularität)

Verbessert die Sichtbarkeit von Gefäßaktivitäten, einschließlich Rötungen, Entzündungen und Kapillaren.

## AUF DER OBERFLÄCHE



### Parallel Polarized (parallel polarisiert)

Nutzt Oberflächenreflexionen für eine detaillierte Analyse des Mikroreliefs der Haut und zeigt die Textur der Oberfläche, feine Linien und Poren.


### Cross Polarized (kreuzpolarisiert)

Unterdrückt Oberflächenreflexionen, um Unregelmäßigkeiten der Pigmentierung, Gefäßveränderungen und tiefere Hautstrukturen sichtbar zu machen.

### Tageslicht

Simuliert natürliches Tageslicht, um ein genaues Bild des Gesamterscheinungsbildes und der Farbe der Haut zu liefern.

## WEIT ÜBER DIE OBERFLÄCHE HINAUS



### True UV (echte UV-Strahlung)

Zeigt durch Fluoreszenzbildgebung die darunter liegende Pigmentierung, Talgdrüsenaktivität und akneverursachende Bakterien.

### Woods

Beleuchtet den Feuchtigkeitsgehalt, den Fettgehalt und strukturelle Unregelmäßigkeiten der Haut und bietet einen Überblick über den Gesundheitszustand der Haut.

# Alma IQ™

\*Alma IQ ist kein medizinisches Gerät und dient nicht zur Diagnose oder Behandlung von Erkrankungen. Es handelt sich um eine Softwareplattform für Behandler auf dem Gebiet der medizinischen Ästhetik, die Folgendes ermöglicht:

1. Visuelle Beurteilung des Hautbildes.
2. Kommunikation mit Patienten über Hautprobleme.
3. Erstellung und Speicherung personalisierter ästhetischer Behandlungspläne.

Hinweis: Die Begriffe „Patient“ und „Behandlung“ werden im Zusammenhang mit der Beziehung zwischen Behandler und Patient verwendet und stehen in keinem Zusammenhang mit der Verwendung von Alma IQ.

\*Wenden Sie sich für eine medizinische Beratung immer an einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft.

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102  
90411 Nürnberg, Deutschland  
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0  
Fax + 49 911 / 89 11 29-99

E-Mail: [info@almalasers.com](mailto:info@almalasers.com)

[www.alma-lasers.de](http://www.alma-lasers.de)

© 2025 Alma. Alle Rechte vorbehalten.

Alma, das Firmenlogo und Alma IQ sind Marken oder eingetragene Marken von Alma in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

PBAI29122401\_01

FOLGEN SIE ALMA

